




## SymLine System Komponenten

- 1** 317 633 Trichter "Arnold" mit Sieb
- 2** 317 638 Trichter "Arnold" mit Kugelventil
- 3** 318 962 Trichter "Marco"
- 4** 450 120 Trichter "LISA"-Erweiterung
- 5** 450 045 Safety Waste Cap "LISA"
- 6** 306 498 Safety Waste Cap
- 7** 106 412 HPLC Tischdurchführung Rohr
- 8** 106 669 HPLC Tischdurchführung flach Rohr
- 9** 306 509 4in1 Sammler "Nicole"
- 10** 106 455 Tischdurchführung Schlauchanschluss
- 11** 106 616 HPLC Tischdurchführung flach Schlauch
- 12** 117 989 Trichterbecken mit Deckel
- 13** 118 003 Trichterbecken
- 14** 106 450 Tischdurchführung mit Rohranschluss
- 15** 106 601 Rückwanddurchführung für "Arnold"
- 16** 106 612 Rückwanddurchführung für "Marco"
- 17** 106 659 SymLine FlexTube / 106 575 FlexTube Pro
- 18** 106 584 Gewintheadapter Becken/Schlauch
- 19** 106 476 Schlauchverbinder Y-Verteiler
- 20** 106 430 Gewinkelte Rohrverbindung 150 mm
- 21** 106 438 Gewinkelte Rohrverbindung 200 mm
- 22** 106 440 Gewinkelte Rohrverbindung 500 mm
- 23** 106 690 Verbindungsrohr gerade 600 mm
- 24** 106 700 Verbindungsrohr gerade 1200 mm
- 25** 106 712 T-Stück für Rohre
- 26** 106 711 T-Stück für Rohre mit Schlauchanschluss
- 27** 106 456 Bogenelement Rohr auf Schlauch
- 28** 106 475 Absperrhahn
- 29** 306 482 Safety Waste Cap
- 30** 106 480 Safety Waste Cap elektr. Füllstandskontrolle
- 31** 106 490 Abluftschlauch
- 32** 410 535 Abluftfilter
- 33** 106 548 Einbausignalbox<sup>2</sup>
- 34** 108 088 Tischsignalbox
- 35** 108 042 Kanister mit optischer Füllstandskontrolle
- 36** 107 953 Kanister
- 37** 117 985 Auffangwanne mit Sockeleinsatz

**HPLC - Anbindung**

**Trichterbecken**



**Absperrhahn**

**Schlauchsystem**

**Elektronische Füllstandskontrolle**

**Signalboxen**

**Abluftfilter / Abluftschlauch**




**Safety Waste Caps**

**Tisch**

**Einbau**

**Kanister**



- Einleitung
- Einfülleinheiten
- Rohrleitungssystem
- Entsorgung
- Füllstandskontrolle
- High Flow Solution
- FLEX
- Zubehör