



# Entsorgungs-Sets Übersicht

Sets für eine sichere Entsorgung von flüssigen und explosiven Laborabfällen.

- ✓ Elektrisch ableitfähiges Material zur Vermeidung von Explosionsgefahren.
- ✓ Sets mit praktischem Deckel- oder massivem Kugeltrichter und Erdungskabeln.
- ✓ Sicherheitskanister mit mechanischer Füllstandsanzeige.
- ✓ Optional mit Auffangwanne zum Schutz gegen Leckagen.
- ✓ Alle Sets sind ohne weiteres Zubehör sofort einsatzfähig.

Alle Set-Komponenten können auch einzeln nachbestellt werden:



Bestandteil	Trichter			Kanister			Sammelbehälter	
Typ	Kugeltrichter	Kugeltrichter	Deckeltrichter	Sicherheitskanister	Sicherheitskanister	Sicherheitskanister	Auffangwanne	
Modell	<b>ARNOLD</b>	<b>ARNOLD</b>	<b>Marco</b>	-	-	-	-	
Feature	Lanze (abn.)	mit Lanze (220 mm)	ohne Lanze	mech. Füllstandsanzeige	-	mech. Füllstandsanzeige	mit Sockeleinsatz	
Inhalt	-	-	-	10 Liter	10 Liter	20 Liter	10 Liter	
Gewinde	S60/61	S60/61	S60/61	S60/61	S60/61	S60/61	-	
Set	Artikel nummer	317 621	317 621	318 960	108 042	107 953	108 043	117 985
<b>A</b>	307 320	•			•			
<b>B</b>	307 315			•		•		•
<b>C</b>	307 416			•	•			•
<b>D</b>	307 321		•				•	